

Body Com

Das Wellness Programm



Body Com

2 Anwendungsmöglichkeiten mit einem Gerät

Wellness

Von Kopf bis Fuß,
Schmerzlinderung und Entspannung
durch Body Com

Cell Facelifting

Facelifting
ohne Operation oder Spritzen,
durch Body Com.

Gebrauchsanweisung !

Schalten Sie das Gerät mit dem **"ON"** Schalter an.
Die rote **"Bat./On"** Lampe muss nun leuchten.

Wenn die rote **"Bat./On"** Leuchte blinkt, wechseln Sie bitte die Batterie aus.

Wenn die grüne **"Treatmentm."** aufleuchtet, beginnt die Anwendung.

Wenn Sie glauben, dass Ihr Gerät, oder die Kabel defekt sein könnten, so können Sie dies sehr einfach prüfen.

Geräteprüfung:

Das Gerät führt einen ständigen Selbsttest durch. Wenn die grüne **"Treatmentm."** Leuchte aufleuchtet, stellen Sie ein leichtes blinken fest. Solange Sie dieses sehr leichte Aufblinken bemerken, wissen Sie, das Ihr Gerät in Ordnung ist.

Kabelprüfung:

Schalten Sie Ihr Gerät ein, und führen Sie die Enden der Kabel an Ihrer blanken Spitze zusammen. Die grüne **"Treatmentm."** Leuchte beginnt zu blinken. Dieses Blinken bedeutet, das Kabel ist in Ordnung.
Sollte die grüne **"Treatmentm."** Leuchte nicht blinken, ist Ihr Kabel defekt und muss ausgetauscht werden.

Body Com darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb geöffnet werden.

Einführung

Body Com schmerzfrei, fit, voller Energie, entspannt und schön

Tägliches Wohlbefinden durch Body Com:

Jahrelang werden wir von Problemen geplagt, Probleme in der Partnerschaft, Probleme mit den Kindern, Angst um dem Job, finanzielle Probleme, etc.

Verspannungen, Migräne, Kopfschmerzen, Nacken- oder Rückenschmerzen, Stress und vieles mehr beeinflussen unser Leben, und damit unsere Persönlichkeit. Wir verkrampfen, empfinden keine Lebensfreude, und genau das strahlen wir auch aus..

Schmerzen aller Art gehören, durch die Belastung und den Stress, schon zu unserem Leben, und wir verlieren dadurch immer mehr an Lebensqualität.

Die Belastung des allgemeinen Alltags, und dem damit verbunden Stress, fordert seinen Tribut.

1 Phase: Wir sind müde, erschöpft und lustlos, unser Körper verspannt

2 Phase: Der Körper blockiert durch die Belastung und sendet Warnsignale
z.B. Schmerz

3. Phase: An diese wollen wir besser gar nicht denken, sondern im Vorfeld etwas für unser körperlich- und seelisches Wohlbefinden tun.

**Hierfür wurde der weltweit einzigartige,
revolutionäre Body Com, entwickelt**

Der Body Com kann Ihnen helfen bei:

- Verspannungen im Nacken, Schultern und Rücken zu lösen,
- Kopfschmerzen zu lindern, oder sogar zu entfernen,
- stärkt das Immunsystem,
- fördert die Entschlackung,
- regt die Darmtätigkeit an,
- verbessert die Durchblutung
- lindert Cellulitis
- lässt Ihre Energie fließen
- und steigert Ihr allgemeines Wohlbefinden

Obwohl Sie schon nach der Wellnessanwendung ein viel entspannteres Gesicht haben, folgt jetzt zur Vollendung

Das Cell Facelifting mit Body Com

Wer wünscht sich nicht "ewige Jugend" und "ewiges Leben". Vom "sempre viva" sind wir allerdings noch weit entfernt. Aber nun endlich, durch eine revolutionierende Methode, und bei uns wird der Begriff nicht zweckentfremdet, sondern hält was er verspricht. Wir sind in der Lage, ohne teure, aufwendige und risikobehaftete Schönheit's OP's, den Zahn der Zeit, der durch Belastung, Umwelteinflüsse und Stress immer stärker an uns nagt, und sich am schnellsten in unserem "Tor zur Seele", in den Augen und in dem Gesicht widerspiegelt. Schon nach den ersten ordnungsgemäßen Anwendungen mit dem Body Com, zu vertreiben. Sie können fast zusehen, wie Sie auf dem Weg sind, zu Ihrem "alten/neuen" Aussehen.

Schönes, entspanntes, jungendliches Aussehen, durch den Body Com

Wir stellen uns die Frage, was mit unserem Gesicht bei dem Einsatz von Body Com passiert

Die Anwendung

Durch die Grundbehandlung wird unser gesamter Körper von Blockaden befreit. Die wichtigen Informationen können über unsere Meridiane wieder frei fließen, was körperliches Wohlbefinden zur Folge hat.

Im nächsten Schritt erinnert

Body Com Ihre Zellen daran, dass sie einmal gesunde und pralle Muskeln waren, die Hautzellen daran, dass sie einmal mehr Spannung hatten. Ihre Zellen erinnern sich, und fangen emsig an zu arbeiten. Das Resultat ist, dass Ihre Muskeln, und kleine Muskelgrüppchen, die schon längst in Vergessenheit geraten waren, wieder aktiviert werden.

Die Haut strafft sich über Ihre Gesichtsmuskeln, und sie werden um Jahre jünger aussehen.

Unerlässlich bei der Anwendung, wie auch für einen schnellen Erfolg, ist die Aufnahme von Wasser. Wasser ist für den Körper, aber ganz besonders für die Haut, das wichtigste Schönheitselixier.

Geben Sie sich bei Ihrer Gesichts Body Com Anwendung etwas Zeit. Beginnen Sie langsam und besonnen, auch Ihre Zellen sollten nicht überfordert werden. Ihr Gesicht hat Jahre gebraucht, um vielleicht müde und erschlaft auszusehen. Versuchen Sie jetzt nicht, die Falten an einem Tag zu straffen. Obwohl ich es verstehen kann, auch ich wollte alles an einem Tag erreichen und musste schmerzhaft lernen. Denn insbesondere die Stirn, die Augenbrauen, und die Augen sind sehr empfindlich. Durch meine Ungeduld stellte sich bei mir, durch zu schnellen Aufbau der kleinen Muskelgruppen, schmerzlicher Muskelkater ein.


Erobern Sie jeden Tag, Muskel für Muskel, Ihr jugendliches Aussehen zurück.


Als Anwendungszeit sollten Sie sich drei - bis vier Wochen Zeit lassen, wobei Sie auch gerne einmal einen Tag überspringen können.

Die ersten Anzeichen der Veränderung werden Sie schon nach ca. einer Woche sehen und fühlen.

Wir fühlen uns nicht nur wieder jung und gutaussehend, wir sind es auch!

.





Ihre Wellnessanleitung

Feuchten Sie Ihre Behandlungspunkte vor jeder Behandlung an.
Trinken Sie möglichst viel Wasser nach jeder Behandlung

Anwendung der Body Com Dioden

Die Parallelen Behandlungspunkte, also linker Fuss, rechter Fuss, oder linke Hand, rechte Hand, jeweils der gleiche Punkt.

Waagrecht: immer schwarze Diode rechts, und rote Diode links

Senkrecht: immer schwarz oben, und rot unten

Die Grundanwendung für den gesamten Körper, bitte mindestens 1 mal am Tag:

Machen Sie sich an Hand der Bilddarstellung, und der nachfolgenden Beschreibung zu den einzelnen Punkten, mit der Lage der Punkte vertraut.

Sie werden feststellen, dass dies mit jeder Anwendung immer einfacher wird. Sollten dennoch Fragen auftauchen, so können Sie unter www.bodycom.dk die vorliegende Bilddarstellung nach Bedarf vergrößern, oder per Mail Ihre Frage stellen.

Die Grundanwendungen, die Sie generell durchführen sollten.

1. Füße: 12+12 und 4+4 beide Punkte Minimum 2 Minuten.

und

2. Hände: 1+1 und 4+4 beide Punkte Minimum 2 Minuten

Punkte finden

Hand und Fußpunkte siehe Darstellung

Symptom	Fußpunkte	Handpunkte
Durchblutungsanregend	4+4	4+4, 5+5
Krampfadern Schwere Beine Allgemeines Wohlbefinden	4+4	4+4, 5+5
Hormontherapie Anregung, des Stoffwechsel	4+4, 3+3	22+22, 3+3
Kopfschmerz ohne andere Symptome	4+4	1+1, 3+3, 7+7
Migräne	2a+2a, 4+4, 5+5	2+2, 8+8, 3+3
Kopfschmerz + Blähbauch	4+4, 3+3, 1+1	3+3, 13+13, 7+7
Kopfschmerz + Nackenspannung	5+5, 8+8	7+7, 10+10, 3+3
Kopfschmerz + Stress	4+4, 1+1	1+1, 7+7, 6+6
Kopfschmerz + Bluthochdruck	4+4, 8+8, 15+15, 16+16	12+12, 1+1, 8+8
Kopfschmerz + Nervosität	1a+1a, 4+4	8+8, 1+1
Verspannungen im Hals und im Nacken Schulterschmerzen	4+4, 5+5	7+7, 22+22
Rückenschmerzen	5+5, 4+4, 3+3, 17+17	7+7, 1+1, 4+4
Schmerzen im Steißbeinbereich	4+4, 5+5	7+7

Symptom	Fußpunkte	Handpunkte
Tennisarm	4+4, 5+5	12+12, 7+7, 22+22
Knieschmerzen	10+10, 5+5, 4+4,3+3	4+4
Magenschmerzen	4+4	3+3, 5+5
Menstruationsschmerzen	1+1, 4+4, 5+5, 3+3	7+7, 5+5, 8+8

Beginnen Sie langsam, nicht gleich alle angegebenen Punkte hintereinander. In den ersten 2 Tagen sollten 12 /12 und 4/4 und nur 1 oder 2 Punkte aus der entsprechenden Anwendungsreihe behandelt werden.

Danach können sie bis auf 8 Akupunkturpunkte erweitern. Warten Sie bitte nach jeder Anwendung 2 Minuten und hören Sie auf Ihren Körper. Wenn sich bereits nach z.B. 2 oder 3 Anwendungspunkten eine Reaktion einstellt, können Sie die Anwendung abbrechen.

Sie brauchen dann die weiteren Zahlenkombinationen nicht anwenden, allerdings mit der Anwendung 2 - 3 mal pro Tag fortfahren, solange Sie akute Probleme haben.


Haben Sie trotzdem am Anfang zu viele Anwendungen (Zahlenkombinationen) hintereinander behandelt und damit Ihren Körper überfordert und spüren ein leichtes Unwohlsein, z.B. Durchfall, brauchen Sie nur noch einmal alleine die 12+12 anwenden. Danach wird sich das Gefühl in wenigen Minuten normalisieren .

Vorbeugend reichen 1 - 2 Anwendungen in der Woche.

Bitte beachten, dieses gilt für Wellness und Cell Facelifting:

- Diabetiker, dürfen Body Com nicht, ohne Rückfragen, anwenden.
- Personen mit Organtransplantationen dürfen Body Com nicht anwenden.
- Schwangere, ab der 12 Woche, und stillende Frauen, dürfen Body Com nicht anwenden.
- Bei Einnahme von Tabletten, z.B. Beruhigungstabletten, kann die Wirkung möglicherweise erhöht werden. Bitte, überprüfen Sie Ihre Reaktion, oder vergewissern Sie sich durch Rückfrage.
- Bei hohem Blutdruck, und Einnahme von blutdrucksenkenden Mitteln, sollten Sie Ihren Blutdruck täglich prüfen, da der Body Com als positiven Nebeneffekt den Blutdruck regulieren kann. Bitte bei niedrigen Blutdruck nicht selbständig die Tabletten absetzen, sondern Ihren Hausarzt befragen.





1

18

2

3

8

4

17

7

5

6

16

9

15

HPT

10

14

11

13

12

Lone Nielsen Jensen, hat ein schönes, jugendliches und entspanntes Aussehen, und Sie werden es kaum glauben, aber sie ist 37 Jahre alt. Sie wurde von Ihrem Vater, Prof. Dr. H. Nielsen, seit ihrem 6 Lebensjahr mit dem System behandelt.

Cell Facelifting Anleitung

Zu einem so gutem Aussehen gehört eine gute Haltung:

Nehmen Sie die Schultern nach hinten, und unten, den Kopf nach oben. Spüren Sie spätestens bei dieser Übung einen verspannten Nacken, einen schmerzenden Rücken, oder Schultern?:

Bei Verspannungen, oder Schmerzen, wenden Sie den Body Com gemäß der Anwendungsliste

Nacken

Schultern

Rücken, an

Anwendungsanleitung, siehe Wellnessprogramm

Grundanwendung für das Gesicht

Zur Grundanwendung gehört der HPT Punkt.

Die Indikation für den Universalpunkt:

Durch diesen Punkt erhalten Sie nicht nur eine schöne straffe Haut über dem Wangenknochen, sondern der Punkt hilft Ihnen bei

Trigeminuspareesen, Facialispareesen (Gesichtslähmung), Oberkieferschmerzen, chronische Sinusitis, Schmerzlinderung in Ohren, Nase und Kehle.

Er ist der beste Punkt, zur Entspannung für Gesicht, Kopf und Hals und hat beruhigenden Effekt auf unser Gehirn

An den Universalpunkten (Hauptpunkt = HPT) des Gesichtes, sollte Body Com als erster Punkt, parallel 2 Minuten, angewandt werden, danach haben sie freie Wahl.

Den HPT finden Sie in der Mitte Ihrer Wange, am unteren Teil des Wangenknochens

Nun zu den Anwendungen mit dem Body Com, für Ihr CELL FACELIFTING

Die folgenden Anwendungen, bitte nur eine Minute bei leuchtender Grüner Lampe

Beginnen Sie am ersten Tag nur mit den Punkten mit dem HPT Punkt und dann folgen 1 + 2 + Kombinationspunkte

Zweiter Tag Behandlung wieder beginnen mit dem HPT Punkt und dann folgen 3,4,5,6,7,8 + Kombinationspunkt

Dritter Tag beginnen Sie wieder mit dem HPT Punkt und dann folgen 9,10 + die Kombinationspunkte

Vierter Tag beginnen Sie mit dem Punkt 11 dann der HPT Punkt und dann folgen 12,13,14,15,16,17,18 inklusive der Kombinationspunkte..

Punkt 1.

Der große Stirnmuskel wird aktiviert, Quer und Senkrechtfalten werden gemildert, hebt und dehnt die Augenbrauen, und hilft bei Kopfschmerzen, Facialisparesie (Gesichtsnervenentzündung), diverse Krankheiten der Augen

1. (1 + 1 parallel verbunden) - rot links und schwarz rechts.

Die Zornesfalten zwischen den Augenbrauen werden gemildert

2. Verbinden Sie die Punkte (1 schwarz + 2 rot), erst linke, und dann rechte Seite.

Trainiert den äußeren, oberen Rand des Augenmuskelringes

3. Verbinden Sie die Punkte (1 schwarz + 8 rot), erst linke und dann rechte Seite.

Der äußere Stirnmuskel wird zur Seite, und nach oben aktiviert

4. Verbinden Sie die Punkte (1 schwarz + 18 rot), erst linke und dann rechte Seite.

Punkt 1 finden Sie 1cm über der Augenbraue und vor der Krümmung der Braue.

Punkt 2

Die "Zornesfalten werden gemildert und hilft bei:

Kopfschmerzen und Entzündung auf der Stirnseite, Augentränen im Wind, Kurzsichtigkeit, Grüner und Grauer Star.

1. (2 + 2 parallel verbinden) - rot links und schwarz rechts.

Trainiert den oberen inneren und äußeren Rand des Augenmuskelringes
2. Verbinden Sie die Punkte (2 schwarz + 8 rot), erst linke und dann rechte Seite.
Punkt 2 finden Sie am Brauenansatz, gleich neben der Nasenwurzel

Punkt 3

Glättet die Querfalten über der Nasenwurzel und hilft bei:
Kopfschmerzen, Sinusitis(Stirnhöhlenentzündung),
Konjunktivitis (Bindehautentzündung).

1. 3 + 3 parallel verbunden - rot links und schwarz rechts.

Den Punkt 3 finden Sie auf der rechten und linken Seite der Nasenwurzel, genau in der Biegung von Augenknochen und Nasenknochen

Punkt 4

kräftigt den unteren Augenmuskelring und lindert Tränensäcke
und hilft bei:

Augentränen im Wind, Konjunktivitis (Bindehautentzündung), Nachtblindheit.

1. (4 + 4 parallel verbunden) - rot links und schwarz recht.

2. Verbinden Sie die Punkte (4 schwarz + 5 rot), erst linke und dann rechte Seite.

Punkt 4 finden Sie direkt neben dem inneren Augenwinkel am Nasenbein

Punkt 5

kräftigt die untere Augenmuskellatur und lindert Tränensäcke
und hilft bei:

Nebenhöhlenentzündung, Entzündung im Auge, Gefäßkrankheit im Auge.

1. (5 + 5 parallel verbunden) - rot links und schwarz rechts.

Punkt 5 finden Sie am inneren, unteren Augenliedrand, genau auf der Kreuzung des Ringmuskels und des Muskelstranges der vom inneren Augenwinkel entlang der Nase läuft.

Punkt 6

Kräftigt den unteren Augenmuskelring und lindert Tränensäcke
und hilft bei:

Facialisparese (Gesichtsnervenlähmung), Trigeminusneuralgie
(Gesichtsnervenentzündung), Zahnschmerzen.

1. (6 + 6 parallel verbunden) - rot links und schwarz rechts.

Den Punkt 6 finden Sie etwa in der Mitte des Unterlids

Punkt 7

Kräftigt den unteren Augenmuskelring und lindert Tränensäcke und hilft bei:

Tränensackentzündung, Netzhautentzündung, Nachtblindheit.

1. (7 + 7 parallel verbunden) - rot links und schwarz rechts.

Punkt 7 finden Sie am unteren äußeren Augenwinkel, direkt auf dem Jochbein

Punkt 8

Kräftigt den äußeren Augenmuskelring und hilft bei:

Konjunktivitis (Bindehautentzündung), Opticusatrophie (Sehnervenschwund), Schielen, Nachtblindheit, Blutversorgung zum Gehirn.

1(8 + 8 parallel verbunden) - rot links und schwarz rechts.

Aktiviert den Jochbeinmuskel zum äußeren Augenmuskelring

2. Verbinden Sie die Punkte (HPT rot + 8 schwarz), erst linke und dann rechte Seite.

Punkt 8 finden Sie direkt auf der Höhe des Augenwinkels. Legen Sie Ihren Finger leicht auf den Augenwinkel und tasten sie sich ganz zart, ca. 1 cm, Richtung Schläfe. Sie spüren einen senkrecht verlaufenden kleinen Knochen, und direkt dahinter eine weiche Mulde, hier setzen Sie die Diode an.

Punkt 9

Aktiviert den Nasenmuskel und hilft bei:

Schleimhäuten und Krustenbildung in der Nasen.

1. (9 + 9 parallel verbunden) - rot links und schwarz rechts.

Punkt 9 finden Sie direkt am Beginn des Nasenflügels, etwa einen Millimeter seitlich, am Anfang der Nasallinie

Punkt 10

Aktiviert den senkrechten Augen - Oberlippenmuskel

hilft bei: Infektionen und Allergien im Bereich Nase, Lippen, Mund und Wangen, z.B. Lippenbläschen, und hilft bei Schnupfen.

1.(10 + 10 parallel verbunden) - rot links und schwarz rechts.

Kräftigen und straffen des gesamten Bereiches, vom unteren Augenringmuskel aufwärts, der Nase entlang, über das Jochbein, bis zum äußeren Augenringmuskel

2. Verbinden Sie die Punkte (10 rot + 9 schwarz), erst linke und dann rechte Seite

3. Verbinden Sie die Punkte (10 rot + 5 schwarz), erst linke und dann rechte Seite

4. Verbinden Sie die Punkte (10 rot + 8 schwarz), erst linke und dann rechte Seite

5. Verbinden Sie die Punkte (10 rot + 7 schwarz), erst linke und dann rechte Seite

6. Verbinden Sie die Punkte (10 rot + 6 schwarz), erst linke und dann rechte Seite

7. Verbinden Sie die Punkte (10 schwarz + 11 rot), erst linke und dann rechte Seite

Punkt 10 finden Sie am unteren Ende, direkt zwischen der Nasallinie und dem Nasenflügel

Punkt 11

Kräftigt den Mundringmuskel hilft bei:

Entzündungen der Lippen, Wangen und des Kiefernknochen.

1. (11 + 11 parallel verbunden) - rot links und schwarz rechts.

2. Verbinden Sie die punkten (11 schwarz + 12 rot), erst linke und dann rechte Seite

Kräftigt den Jochbeinmuskel

3. Verbinden Sie die punkten (11 rot + HPT schwarz), erst linke und dann rechte Seite

Aktiviert die Muskeln zum Ohr, und zieht den Mund wieder in die Breite.

4. Verbinden Sie die Punkte (11 schwarz + 13 rot), erst linke und dann rechte Seite

Punkt 11 finden Sie ca. einen Millimeter neben dem Mundwinkel

Punkt 12

Aktiviert den seitlichen Kinnmuskel

Und:

Spezialpunkt für die Augenmuskulatur.

1(12 + 12 parallel verbunden) - rot links und schwarz rechts.

Aktiviert den Muskel zum Unterkiefer

2. Verbinden Sie die punkten (12 schwarz + 13 rot), erst linke und dann rechte Seite

Punkt 12 finden Sie ca. 1 cm unter der Unterlippe, seitlich der Kinnspitze in den Mulden

Punkt 13

Kräftigt und stärkt den Muskel am Unterkiefer

Und hilft bei:

Ein Spezialpunkt für Nasen, Kieferknochen und Zahnleiden (Schmerzen im Oberkieferknochen), Parotitis (Ohrenspeicheldrüsenentzündung), Facialisparesie (Gesichtsnervenlähmung), Schwellungen der Wangen und Lippen.

1. (13 + 13 parallel verbunden) - rot links und schwarz recht.

Punkt 13 finden Sie, indem Sie mit Ihrem Finger leicht am Unterkiefer entlang fahren, ca einen ½ cm vor dem Ende. Sie spüren eine kleine Mulde.

Punkt 14

Kräftigt die Muskeln des unteren Gesichtsbereiches zum Ohr

Und hilft bei:

Ophthalmische Migräne (Migräne ausgelöst durch Sehstörungen), Schwerhörigkeit, Otitis Media (Mittelohrentzündung), Ohrensausen.

1.(14 + 14 parallel verbunden) - rot links und schwarz rechts.

Kräftigt den Muskel zwischen Unterkiefer und Ohr.

2. Verbinden Sie die punkten (14 schwarz + 13 rot), erst linke und dann rechte Seite

Punkt 14 finden Sie direkt vor dem Ohrläppchen Ansatz, auf dem Kiefergelenk

Punkt 15

Signallieferant zu den Hauptzellen.

Und hilft bei:

Schmerzen im ganzen Körper und

1. (15 + 15 parallel verbunden) - rot links und schwarz rechts.

Punkt 15 finden Sie auf dem Ringknorpel über dem Ohrläppchen. Ertasten Sie an Hand der Bilddarstellung mit der Diode den Punkt. Sie werden ihn spüren, denn sobald Sie diesen Punkt mit der Diode berühren, spüren Sie einen ganz leichten Druckschmerz

Punkt 16

Aktiviert den sehr schwachen Ohrmuskel. Dieser kleine Muskel zieht die Muskulatur der unteren Gesichtshälfte zum Ohr hoch.

Und hilft bei:

Tinnitus, Schwerhörigkeit, Migräne, Otitis (Ohrenentzündung),Entzündung des äußeren Gehörgangs, Kopfschmerzen, Facialisparesie(Gesichtsnervenlähmung), Trigemimusneuralgie(Gesichtsnervenentzündung)

1. (16 + 16 parallel verbunden) - rot links und schwarz rechts.

2. Verbinden Sie die Punkte (16 rot + HPT schwarz), erst linke und dann rechte Seite

Punkt 16 finden Sie direkt unter dem oberen Rand der Ohrmuschel, er ist sehr leicht zu finden, er ist sehr weich und Sie spüren einen zarten Puls

Punkt 17

Strafft die Haut der mittleren Wangenpartie

Und hilft bei:

Kopfschmerzen, Migräne, Rhinitis (Nasentzündung) Arthritis im Kiefergelenk, Facialisparese (Gesichtsnervenlähmung), Trigeminalneuralgie (Gesichtsnervenentzündung), Otitis (Ohrentzündung).

1. (17 + 17 parallel verbunden) - rot links und schwarz rechts.

Punkt 17 finden Sie direkt über dem querverlaufenden Jochbeinknochen, am Haaransatz. Auch an diesem Punkt spüren Sie einen zarten Puls

Punkt 18

die Augenpartie wird zur Seite und nach oben geöffnet, die Stirnmuskulatur wird zur Seite und nach oben gestrafft,

und hilft bei:

Kopfschmerzen, Migräne, Augenschmerzen, Augentränen, Hemiplegie (halbseitige Gesichtslähmung)

1. (18 + 18 parallel verbunden) - rot links und schwarz rechts.

Punkt 1 finden Sie direkt an der Biegung von der Schläfe zur Stirn, auch hier ertasten, und spüren Sie eine zarten Puls

Pickelbehandlung:

Sobald Sie spüren, dass sich Pickel oder Herpesbläschen bilden, behandeln Sie diese umgehend lokal.

Einmal senkrecht und einmal waagrecht. Auch wenn der Juckreiz bereits nach der ersten Anwendung nachlässt, bitte mindestens 3 mal am Tag die Anwendung wiederholen.

Ihr Ziel ist ein festes, jungendliches Gesicht. Dieses Ziel werden Sie erreichen, wenn Sie sich und Ihren Zellen Zeit lassen und sich an die Anleitung halten.

Wir würden uns freuen, wenn Sie ein Bild von sich vor der Behandlung aufnehmen und nach ca. 3 Wochen ein weiteres, und uns dieses zusenden. Für uns ist Ihr Erfolg, und Ihre Freude, eine ganz besondere Auszeichnung.

Repräsentanz für Europa
Gabriele Engel
Zum Mühlenbach 1
27367 Hellwege
Deutschland
04264-836305
E-mail: gabrieleengel@aol.com

Copyright 2003
Hugo Nielsen Institut
Kirkeallé 14, 6510 Gram, Dänemark